

CARTA DE TRAZABILIDAD

MPC140 JUEGO DE PESOS MUERTOS RICE LAKE

NIST

CENAM

Descripción:
Valor nominal:
Identificación:
Certificado:
Trazabilidad a:

Instrumento
Juego de pesos muertos
1 mg - 100 g
L595Q
684/291344-18, 684/292805-19
NIST
Propiedad de Rice Lake

Instrumento	Instrumento	Instrumento
Comparadora de masas Mettler Toledo WXT205DU B546699302 IPP-21 CENAM	Comparadora de masas Mettler Toledo AT-1004 1117051151 IPP-02 CENAM	Comparadora de masas Mettler Toledo XPE26003LC B546895856 IPP-22 CENAM
Juego de pesas Mettler Toledo 159350 B839513795 MT-E2-R10 CENAM	Pesa patrón Mettler Toledo 15849 Sin serie MT-E2-R02 CENAM	Pesa patrón Mettler Toledo 15850 Sin serie MT-E2-R03 CENAM
Pesa cilíndrica individual Mettler Toledo 15851 Sin serie MT-E2-R04 CENAM	Pesa cilíndrica individual Mettler Toledo 15852 Sin serie MT-E2-R05 CENAM	
Propiedad de Mettler toledo		

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de pesos muertos 1 mg - 100 G			
MPC458			
Denvé Instrument Company			
ASTM Clase 1			
01-J25571-1			
1 mg - 100 g			
ver informe de calibración			
Rice Lake	Calibración:	Vencimiento:	
3098911	2020-08-25	2023-08-25	
Propiedad de MyPSA			

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de pesos muertos 1 mg - 20 g			
MPC088			
Rice lake			
Clase 1			
0DOV			
1 mg - 20 g			
0.012mg			
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:	
58189	2020-09-14	2021-09-14	
Propiedad de MyPSA			

Pesos Muertos Rice Lake Clase 1			
Clave	Modelo	Alcance	Incertidumbre
MPC089	0DOU	50 g	0.023 mg
MPC090	0DOT	100 g	0.027 mg
Mettler toledo	Calibración:	Vencimiento:	
ICA.02/6356/19	2019-10-09	2022-10-09	
Propiedad de MyPSA			

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de pesos muertos			
MPC140			
Rice lake			
Clase F			
KG30			
2 g a 100 g			
± 0.02 mg a 0.14 mg			
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:	
58308	2020-09-17	2021-09-17	
Propiedad de MyPSA			

INSTRUMENTO A CALIBRAR